


iPAD NF1200 日常点検項目



日常点検表記入例

正常な状態の時は○
エラー状態の時は×

*インジケータ(状態ランプ)を見て緑のランプが点滅していることを毎日確認してください。赤のランプが点滅したら販売店に連絡してください。

* 緊急時(使用時)には119番に電話してください。

* 詳しい製品の使い方及び点検方法は、取扱説明書をご覧ください。

* 点検の結果、製品に異常がある場合は、販売元もしくは、コールセンターにお問い合わせください。



株式会社 CU

販売店名:
電話番号:
緊急連絡先:
コールセンター:

iPAD NF1200 日常点検表

製品情報	設置年月日			管理責任者		
	シリアル番号			管理担当者		

点検担当者名	年 月			年 月			年 月		
点検年月	年 月			年 月			年 月		
点検日	1	16		1	16		1	16	
インジケータ (状態ランプ)の確認	2	17		2	17		2	17	
	3	18		3	18		3	18	
	4	19		4	19		4	19	
	5	20		5	20		5	20	
	6	21		6	21		6	21	
	7	22		7	22		7	22	
	8	23		8	23		8	23	
	9	24		9	24		9	24	
	10	25		10	25		10	25	
	11	26		11	26		11	26	
	12	27		12	27		12	27	
	13	28		13	28		13	28	
	14	29		14	29		14	29	
	15	30		15	30		15	30	
		31			31			31	

日常点検表記入例

正常な状態の時は○
エラー状態の時は×



株式会社 CU

販売店名:
電話番号:
緊急連絡先:
コールセンター: